






Materiali Diadem / panoramica indicazioni

	Diacro LS	Diacro Mill	Diazir	Diazir FCZ	 IPS e.max [®] CAD	 IPS e.max ZirCAD [®]	 IPS e.max ZirCAD [®] Express	 IPS AcryCAD [®]	 Telio CAD
Faccette					✓				
Inlay / Onlay					✓				
Corone parziali					✓				
Corone integrali in zona anteriore					✓			✓	✓
Corone integrali in zona latero-posteriore	✓	✓		✓	✓			✓	✓
Struttura di corone anteriori	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Struttura di corone latero-posteriori	✓	✓	✓		✓ ³	✓	✓	✓	
Struttura di corone unite	✓	✓	✓			✓			
Struttura di ponte da 3 a 4 elementi	✓	✓	✓			✓		✓	
Struttura di ponte da 5 a 6 elementi	✓	✓	✓			✓			
Struttura di ponte da 7 a 8 elementi	✓	✓	✓ ¹			✓			
Struttura di ponte da 9 a 14 elementi	✓	✓	✓ ¹						
Ponti interamente anatomici da 2 a 14 elementi				✓					✓
Abutment ibridi*	✓ ²		✓ ²						
Componente di rivestimento per la tecnica press-on								✓ ⁴	
Provisori per impianti per abutment ibridi									



Feb 2012

* ordinando con modello, deve essere fornito un wax-up

¹ soltanto in Diazir 0

² senza interfaccia implantare - esclusivamente per connessioni con adattatori in titanio

³ soltanto in zona premolare

⁴ con tecnica Split-File del software CAD per Diacro e Diazir



DIAdem



Feel the freedom of choice.
With **Diadem**.