



Modulo d'ordine per strutture fresate

Il presente modulo vale solo per 1 paziente, ma può comprendere più lavori protesici.

Dati per fatturazione:

timbro

Vostro riferimento: _____

Codice Cliente Diadem: _____

Indirizzo di spedizione:

Ragione sociale: _____

Nome / Cognome: _____

Indirizzo: _____ Nr: _____

CAP: _____ Località: _____ Prov: _____

Tel./Fax: _____ / _____

e-mail: _____

Persona di contatto: _____

Processo operativo:

scansione modello

invio file STL

scansione modello per CAD

Materiale:

Diazir

Diacro LS

Diacro Mill

IPS e.max CAD

Diazir FCZ

Materiale:

IPS e.max ZirCAD

IPS e.max ZirCAD Express

IPS AcryCAD

Telio CAD

(solo per corone singole: tempo di lavorazione max. di 24 ore in Diadem)

Colore	Diazir FCZ: FCZ0, FCZ1, FCZ2, FCZ3, FCZ4 / Diazir: Diazir 0, Diazir 1, Diazir 2, Diazir 3, Diazir 4 / Tello CAD: BL3, A1, A2, A3, A3,5, B1 IPS e.max CAD: tipo di bloccetto MO/LT/HT + colore Vita A-D															
Spessore minimo	Diazir FCZ 0,5 mm; Diazir: 0,5 mm; Diacro LS/Mill 0,4 mm; IPS e.max CAD corone 1,5 mm, cappette 0,8 mm, inlay/onlay 1,00 mm; IPS e.max ZirCAD 0,7 mm															
Tipo di restauro*																
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Tipo di restauro*																
Spessore minimo	Diazir FCZ 0,5 mm; Diazir: 0,5 mm; Diacro LS/Mill 0,4 mm; IPS e.max CAD corone 1,5 mm, cappette 0,8 mm, inlay/onlay 1,00 mm; IPS e.max ZirCAD 0,7 mm															
Colore	Diazir FCZ: FCZ0, FCZ1, FCZ2, FCZ3, FCZ4 / Diazir: Diazir 0, Diazir 1, Diazir 2, Diazir 3, Diazir 4 / Tello CAD: BL3, A1, A2, A3, A3,5, B1 IPS e.max CAD: tipo di bloccetto MO/LT/HT + colore Vita A-D															

* indicare il tipo di restauro richiesto con la sigla abbreviata nella posizione del dente

Segnalazioni o commenti:

¹⁾ indicare nelle "Segnalazioni o commenti" il tipo di impianti

Sigle abbreviate per indicare il tipo di restauro*

CS: Cappetta a spessore

CR: Cappetta ridotta (riduzione dalla forma anatomica a supporto della ceramica)

CO: Corona

EU: Elemento unito

PO: Elemento intermedio (pontic)

ES: Elemento a sbalzo

IN: Intarsio

ON: Onlay

VE: Veneer (faccette)

AB: Abutment ibridi¹⁾ (tecnica Simbiosi - è necessario inviare la modellazione in cera)

Numero verde

800046127

DIADEM
Open milling center for all indications

Condizioni di accettazione:

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti
La condizione di pagamento e le modalità di consegna
saranno quelle precedentemente concordate con il
cliente. La firma e il timbro sul documento confermano
l'accettazione di tutte le sopracitate condizioni.

Firma del richiedente:

Data: _____

Modulo d'ordine per strutture fresate

Il presente modulo vale solo per 1 paziente, ma può comprendere più lavori protesici.

Inserire ragione sociale ed indirizzo

Dati per fatturazione:

Inserire l'indirizzo, in caso di rivenditore di fiducia

Codice o nome del lavoro

Indicare processo di lavorazione

Indicare materiale

Indirizzo di spedizione:

Ragione sociale: LAB. ODT Dental
 Nome / Cognome: Rossi Mario
 Indirizzo: Via Principale Nr: 100
 CAP: 00100 Località: Roma Prov: RM
 Tel./Fax: 06555444 / 06555443
 e-mail: info@dental.com
 Persona di contatto: Rossi Mario

Vostro riferimento: VG-117

Diadem: 100000
 (Non facoltativo)

- scansione modello invio file STL scansione modello per CAD
- Diazir Diacro LS Diacro Mill IPS e.max CAD Diazir FCZ
- IPS e.max ZirCAD IPS e.max ZirCAD Express IPS AcryCAD Telio CAD
- (solo per corone singole: tempo di lavorazione max. di 24 ore in Diadem)

Attenzione: D sta per Diazir e non per i colori "D" Vita

Colore	Inserire il colore Diazir											
Diazir FCZ: FCZ0, FCZ1, FCZ2, FCZ3, FCZ4 / Diazir: Diazir 0, Diazir 1, Diazir 2, Diazir 3, Diazir 4 / Telo CAD: BL3, A1, A2, A3, A3,5, B1 IPS e.max CAD: tipo di blocchetto MO/LT/HT + colore Vita A-D	D3	D3	D3	D3								D3
Diazir FCZ 0,5 mm; Diazir: 0,5 mm; Diacro LS/Mill 0,4 mm; IPS e.max CAD corone 1,5 mm, cappette 0,8 mm, inlay/onlay 1,00 mm; IPS e.max ZirCAD 0,7 mm	0,5	0,5	0,5	0,5								0,5
Tipo di restauro*	CR	PO	CR	CR								CR
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34
Tipo di restauro*	EU	EU										
Diazir FCZ 0,5 mm; Diazir: 0,5 mm; Diacro LS/Mill 0,4 mm; IPS e.max CAD corone 1,5 mm, cappette 0,8 mm, inlay/onlay 1,00 mm; IPS e.max ZirCAD 0,7 mm	0,6	0,6										
Diazir FCZ: FCZ0, FCZ1, FCZ2, FCZ3, FCZ4 / Diazir: Diazir 0, Diazir 1, Diazir 2, Diazir 3, Diazir 4 / Telo CAD: BL3, A1, A2, A3, A3,5, B1 IPS e.max CAD: tipo di blocchetto MO/LT/HT + colore Vita A-D	D3	D3										

Indicare lo spessore

Indicare il tipo di restauro

* indicare il tipo di restauro richiesto con la sigla abbreviata nella posizione del dente

Segnalazioni o commenti:

¹⁾ indicare nelle "Segnalazioni o commenti" il tipo di impianti

PONTE UNITO DA

16 A13

Inserire eventuali commenti

Sigle abbreviate per indicare il tipo di restauro*

- CS:** Cappetta a spessore
CR: Cappetta ridotta (riduzione dalla forma anatomica a supporto della ceramica)
CO: Corona
EU: Elemento unito
PO: Elemento intermedio (pontic)
ES: Elemento a sbalzo
IN: Intarsio
ON: Onlay
VE: Veneer (faccette)
AB: Abutment ibridi¹⁾ (tecnica Simbiosi - è necessario inviare la modellazione in cera)

Numero verde

800046127

DIADEM
 Open milling center for all indications

Condizioni di accettazione:

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti
 La condizione di pagamento e le modalità di consegna saranno quelle precedentemente concordate con il cliente. La firma e il timbro sul documento confermano l'accettazione di tutte le sopracitate condizioni.

Firma del richiedente:

01.01.2010

Data:

